

FICHE TECHNIQUE

Référence	096596
Désignation	Agitateur Vortex Labnet VX 200



Description :

- ✓ Agitez, mélangez et vortexez tous types de tubes grâce la tête
- ✓ CombiCup™ (antidérapante en TPE)
- ✓ Nombreux accessoires disponibles
- ✓ Agitation avec orbite circulaire pour une meilleure agitation à basse vitesse
- ✓ Léger, portable
- ✓ Vitesse réglable
- ✓ Optimisé pour minimiser les vibrations
- ✓ Garantie sur inscription (<http://www.labnetinternational.com/product-warranty-registration>)
- ✓ Certifié CE

Données Techniques :

Vitesse	0 - 2 850 rpm
Mode de fonctionnement	En continu ou manuel
Gamme de température ambiante	4 °C à 65 °C
Dimensions (L x p x h)	14 x 16 x 13 cm
Poids	2,2 kg
Voltage	120 ou 230 V, 50/60 Hz

Unité de vente :

1 agitateur