

## FICHE TECHNIQUE

Référence	096610
Désignation	SPECTRAFUGE



### Description :

- ✓ Livré avec rotor pour 6 tubes de 10/15 ml
- ✓ Vitesse variable avec affichage digital
- ✓ Pour tubes sanguins et tubes coniques de 15 ml
- ✓ Dimension : L x p x h : 240 x 180 x 210 mm
- ✓ Angle rotor : 30 °
- ✓ Poids : 4 kg
- ✓ Vitesse : 6 500 rpm
- ✓ Accélération RCF : 4000 g

### Unité de vente :

1 pièce