

FICHE TECHNIQUE

Référence	096695
Désignation	Agitateur Incubateur



Description :

- ✓ Agitateur Incubateur 311 DS
- ✓ Système de contrôle de température
- ✓ Large gamme de température pour répondre à une large variétés d'applications
- ✓ Porte à hublot large
- ✓ Une étagère incluse
- ✓ Plage de température : amb + 5° à 80°C
- ✓ Uniformité de température : $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$
- ✓ Précision de la température : $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- ✓ Vitesse de l'agitateur : 20 - 300 tr / min
- ✓ Minuterie 0-99 min ou continue
- ✓ Orbite : 19 mm
- ✓ Dimensions ext.: 57,4 x 54,4 x 63,5 cm
- ✓ Dimensions int. : 44,2 x 39,6 x 40,6 cm
- ✓ Volume de la chambre : 71 litres
- ✓ Poids : 63,6 kg
- ✓ Alimentation : 230V

Unité de vente :

1 Agitateur Incubateur

DOMINIQUE DUTSCHER SAS