

FICHE TECHNIQUE

Référence	097801
Désignation	Réservoirs 25 ml



Description :

- ✓ Polystyrène grade médical
- ✓ Fabrication en environnement propre, emballés en salle blanche
- ✓ Précision des volumes +/- 5 %
- ✓ Sac facile à ouvrir : encoche à tirer
- ✓ Certifiés exempts de RNase et DNase et DNA humain
- ✓ Non-Pyrogènes
- ✓ Test de stérilité en conformité avec LAL 10-6
- ✓ Numéros de lot et de fabrication sur tous les emballages
- ✓ Becs verseurs sur les 4 coins
- ✓ Gradués sur les deux parois internes
- ✓ Emballage individuel

Unité de vente :

100 réservoirs
