

FICHE TECHNIQUE

Référence	097803
Désignation	Réservoirs Clearline



Description :

- ✓ En polystyrène grade médical blanc
- ✓ Certifiés exempts de RNase, DNase et DNA humain, non pyrogènes
- ✓ Test de stérilité en conformité avec LAL 10-6
- ✓ Becs verseurs sur les 4 coins
- ✓ Graduations sur les deux parois internes (précision +/- 5 %)
- ✓ Fond en V pour une récupération maximale de l'échantillon
- ✓ Produits en environnement propre, emballés en salle blanche
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions intérieures : 117 x 49 x 23 mm
- ✓ Dimensions extérieures : 145 x 82 x 27 mm
- ✓ Unités d'emballage : 5 réservoirs

Unité de vente :

200 Réservoirs