

FICHE TECHNIQUE

Référence	097809
Désignation	Réservoir



Description :

- ✓ Réservoir robotique deepwell HTS
- ✓ 8 canaux deepwell haut avec 2 supports
- ✓ A usage unique en polystyrène blanc (HIPS) avec un support au format SBS
- ✓ Avec support en polystyrène noir réutilisable
- ✓ Stérile
- ✓ Volume maximal : 300 ml
- ✓ Dimensions H x L x l : 2.54 x 10.16 x 7.62 cm

Unité de vente :

50 Réservoirs
