

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	097819
<b>Désignation</b>	Réservoir



### Description :

- ✓ Réservoirs à réactifs ClearLine
- ✓ Polystyrène grade médical
- ✓ Certifiés exempts de RNase, DNase et DNA humain, non pyrogènes
- ✓ Becs verseurs sur les 4 coins
- ✓ Graduations sur les deux parois internes (précision +/- 5 %)
- ✓ Fond en V
- ✓ Non stérile
- ✓ Dimensions interne : 117 x 49 x 23 mm
- ✓ Dimensions externe : 145 x 82 x 27 mm
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Couleur : blanc

### Unité de vente :

100 Réservoirs

---