

LAMPE LOUPE



Ref 098403 - 60 LEDs HQ

- Lentille biconvexe Ø125mm
- Grossissement : 2,25x (ou 5 dioptries)
- 60 LEDs : 1600 mcd / T° : 6400 °K / IRC : 70 RA
- 2 bras articulés / Longueur totale 85cm
- Fixation étau sur table
- Pied 6 roues (ref **095399B** en option)
- Dim : 240x60 mm / 2,3kg
- Alim. 220 VAC / 4W



Ref 095399B - Support pour 095382 et 098403

- Pied 6 roues
- Métallique multi-appuis
- Hauteur 70cm
- Base Ø 38x8,5cm / 11kg

