

**ENREGISTREUR AUTONOME / THERMOMETRE 3 CANAUX**

Jusqu'à 3 canaux Type K

**Ref 380LM – Livré avec 1 sonde filaire type K**

- Enregistreur autonome
- 30 000 mémoires / canal
- 3 affichages (T1, T2, T3)
- Type K : -100°C à +1300°C / Préc. :  $\pm (0,4\% + 0,5^\circ\text{C})$
- Taux d'échantillonnage : 5 à 600sec
- Livré avec 1 sondes type K filaire (silicone)
- Exploitation sur PC directe via carte SD (non livrée)
- Indication pile faible
- Option transfo 220VAC/9VDC **Ref 380LM/ALIM**
- D : 132x80x32mm / 240g
- Piles : 6xAAA (Autonomie 30 jours avec échantillonnage 60 sec.)

Pile lithium **Ref R03/LI** compatible pour augmenter l'autonomie

**Ref 380LM/ALIM – Adaptateur 220VAC/9VDC****Ref R03/LI – Pile AAA lithium pour augmenter l'autonomie de l'enregistreur****380LM/ALIM**