



THERMOMETRE STYLO



Ref 098426 - Etanche

- Plage de température : -50° à +300°C
- Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$ / Résolution : 0,1°C
- Mémoire maxi/mini
- Temps de réponse 1 sec
- Sonde $\varnothing 3,8 \times 85\text{mm}$
- Bouton marche/arrêt
- Arrêt automatique après 10 min
- Dim : 202x20mm / 60g
- Pile 357



**Sonde étanche, idéale pour une utilisation en milieu aquatique.
Utilisez l'étui ajouré pour prendre un mesure tout en protégeant la sonde.**