

**PH METRE**



**Etanche immersion IP 67**



**PISCICULTURE  
AQUACULTURE  
ANALYSE DE L'EAU**



**Ref 095392 - Format stylo**

- Mesures : pH 0 à pH 14 / pH 0,01 / Précision :  $\pm 0.2$  pH
- Température :  $-5^{\circ}$  à  $80^{\circ}\text{C}$  /  $0.1^{\circ}\text{C}$  / Précision :  $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$
- Taux d'échantillonnage : 0,8 secondes
- Fonction Hold
- Fonctions Maxi / Mini
- Mémoires 100 mesures
- Calibration automatique
- Compensation automatique ou manuelle en température
- Etanche IP 67 immersion
- Livré avec solutions d'étalonnage pH 4 et pH 7
- D : 186x40x32 mm / 250 g
- Piles 4xAA / Extinction auto



**Solutions d'étalonnage  
pH4 et pH7**

**Ref 098470 - Electrode de rechange**

- Sonde pH : pH 0 à pH 14
- Electrode double température / pH
- Compensation automatique en température