

THERMOMETRE DIGITAL



3 positions :
Aimant, béquille, suspension



Réf 098471 - Multi usages

- Température : -50°C à +200°C
- Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$ (-19.9~ 119.9°C) / $\pm 2^\circ\text{C}$ au-delà
- Résolution : 0,1°C
- Unités : °C / °F
- Fonctions : Maxi / Mini - Hold
- Sonde : Acier inox Ø 3,8 x 110 mm / Manche ABS 9 cm
- Câble : 1,3 m / Connexion prise mini-jack Ø 2,40 mm amovible
- A poser (béquille) / A accrocher (trou fixation) / Aimanté (aimant au dos)
- Boitier ABS (-10° ~ +50°C)
- Ecran : 36x16 mm
- Arrêt automatique 10 mn
- Dim : 97x65x20 mm / 150 g
- Pile : AAA / Blister