

FICHE TECHNIQUE

Référence	098483
Désignation	Thermomètre



Description :

- ✓ Thermomètre sonde de haute précision
- ✓ Digital
- ✓ Sonde à résistane de platine PT100
- ✓ Boitier compact, robuste et étanche
- ✓ Sonde de température amovible avec 1,3m de câble

Caractéristiques :

- ✓ Température : -200,0° à +850,0°C / Préc. : $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (18 à 28°C) sinon $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Sonde PT100 : -50°C à +800°C / Préc. sonde : $0^{\circ}\text{C} < \pm 0,8^{\circ}\text{C} < 100^{\circ}\text{C}$
- ✓ Sonde Acier inox 316 (Alimentaire / Aquaculture / Marine)
- ✓ Fonction Maxi / Mini / Hold
- ✓ 10 mémoires / Extinction Auto (désactivable)
- ✓ Alarme T° Haute et Basse
- ✓ Minuterie Hr:Mn:Sec
- ✓ Étanche IP65
- ✓ Sonde Pt100 : $\varnothing 3,2 \times 110$ mm / Câble : 1,30 m
- ✓ Écran rétro-éclairé 51x32 mm
- ✓ Béquille
- ✓ Livré avec certificat usine de calibration
- ✓ Dimensions : 172x77x46 mm / 370 g
- ✓ Alimentation : 4x Piles AAA

Unité de vente :

1 Thermomètre