

Double thermomètre intérieur/extérieur + Ralentisseur thermique

Référence 2141NT

Thermomètre digital 2141NT pour la mesure de la température ambiante et d'une 2ème température grâce à sa sonde filaire équipée d'un capteur étanche IP67 inséré dans un flacon ralentisseur thermique permettant de limiter les variations rapides de températures lors d'une ouverture de porte de réfrigérateur, fenêtre...

DESCRIPTION

- Température Int. / Ext. : -0° à +60,0°C / ±1°C
- Câble étanche : 90 cm
- Sonde étanche : Ø 7,3x28 mm
- Béquille / Fixation murale
- Livrée avec ralentisseur thermique
- D : 86x57x18 mm / 44 g
- Al. : 2x Piles AAA (non incl.)

