

FICHE TECHNIQUE

Référence	098491
Désignation	Sonde PT100



Description :

- ✓ Sonde RTD à résistance de platine pT 100 pour thermomètre PT100 digital 098483
- ✓ Sonde Acier inox 316 (Alimentaire / Aquaculture / Marine)

Caractéristiques :

- ✓ Température : -50° à +850°C / Précision : 0°C < $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ < 100°C.
- ✓ Dimensions : $\varnothing 3,2 \times 110$ mm / Câble : 1,30 m

Unité de vente :

1 Sonde