

## THERMOMETRE TYPE K



### Ref 098504 - Grand affichage

- Température -50° à +1300°C
- Précision  $\pm 1^\circ\text{C}$ ,  $\pm 0,5\%$  VM (valeur mesurée)
- Résolution : 0,1°C et 1°C
- Unité : °C, °F, Kelvin
- Temps de réponse 1 seconde
- Indication pile faible
- Fonction Hold (Valeur figée)
- Fonction Maxi
- Gaine de protection ABS
- Dim : 162x76x38mm / 210g
- Pile 6F22 (9V)

Code douanier 9025192090 – Origine CHINE  
(sous réserve de modification)