

THERMOMETRE TYPE K ÉTANCHE

Ref 098506 - Compact avec sonde de pénétration

- Temp. : -50°C à +1300°C
- Résol. 0,1°C / Préc. ±1°C
- Fonction Hold
- Extinction automatique au bout de 10 min
- Étanche aux projections d'eau IP65
- Aimant au dos
- Livré avec sonde de pénétration Ø 3x130 mm **Réf 098505**
- Dim : 78x43x20mm / 80g
- Pile lithium CR2032



Étanche IP65



Ref 098505 - Sonde type K pénétration / Sans câble

- Temp. : -100°C à +300°C
- Sonde inox Ø 3x130 mm
- Connectique type K mâle
- Dim : 165x16x10 mm / 20 g

