


TESTEUR DE SEL DISSOUT

Permet d'apprécier la concentration de Chlorure de Sodium dissous dans l'eau.

Domaines d'application : aquaculture, aquarium, laboratoires, photographies, industrie du papier, écoles.



Ref 098508

- Mesure de 0 à 10% de sels dissous (% massique)
- Résolution 0,01% de sel
- Temps de réponse 0,4 sec environ
- Compensation de la température automatique de 0 à 50°C
- Façade résistante à l'eau / éclaboussure / eau de pluie
- Valeur figée (fonction "Hold")
- Indicateur de batterie faible
- Alimentation pile 9V
- Livré avec sonde électrode
- Affichage 21,5mm de hauteur
- Dim : 200x68x30mm
- Dim de la sonde : long 120mm Ø 22mm
- Poids 280g