

### NETTOYEUR A ULTRASONS

Pour usage professionnel : bijoutiers, opticiens, labos dentaires, dentistes, médecins,  
nettoyage de têtes d'impression



### Réf 098539

- Capacité 0,750l
- Réservoir : acier inoxydable
- Fréquence: 40kHz
- Puissance 40W
- Minuterie réglable : 90, 180, 280, 380 et 480 sec.
- Dimensions : extérieures : 175x155x100mm / intérieures : 155x125x45mm
- Livré avec support montres/bijoux et panier ABS
- Alim : 230 V / Poids 740 g