

FICHE TECHNIQUE

Référence	098905
Désignation	Bouteilles



Description :

- ✓ Moulées en PTFE
- ✓ Agréées FDA
- ✓ Capuchon vissant
- ✓ Utilisables pour basses et hautes températures jusqu'à 280 °C
- ✓ Rainures sur le capuchon pour une bonne préhension
- ✓ Résistantes aux produits chimiques
- ✓ Inertes
- ✓ Volume : 150 ml
- ✓ Diamètre col : 35 mm
- ✓ Ø x Hauteur : 60 x 90 mm

Unité de vente :

1 Bouteille
