

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	098907
<b>Désignation</b>	Bouteille



### Description :

- ✓ Moulées en PTFE
- ✓ Agréées FDA
- ✓ Capuchon vissant
- ✓ Utilisables pour basses et hautes températures jusqu'à 280 °C
- ✓ Rainures sur le capuchon pour une bonne préhension
- ✓ Résistantes aux produits chimiques
- ✓ Inertes
- ✓ Diamètre col : 42 mm
- ✓ Dimensions : 67 x 115 mm
- ✓ Volume : 250 ml

### Unité de vente :

1 Bouteille

---