

FICHE TECHNIQUE

Référence	100235
Désignation	Lame adhésive superfrost plus blanche 25x75x1mm bord 90° x72



Description :

- ✓ Lame de microscope pour diagnostic in vitro.
- ✓ Minimise la perte de tissus pendant la coloration, ce qui se traduit par des délais d'exécution courts et une réduction des risques associés à la perte de tissus et des tests répétés.
- ✓ Les lames protègent les fragments de tissus congelés et fixés au formol, enrobés de paraffine ainsi que les préparations cytologiques.

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 75 x 25 mm
- ✓ Avec bords rectifiés à 90°, coins coupés
- ✓ Matière première : verre extra blanc
- ✓ Durée de conservation : 12 mois

Unité de vente :

72 Lames