

**SPEZIFIKATION**  
SPECIFICATION

---

<b>Poly-L-Lysin 70 000-HBr</b> reinst	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>33225</b>
Poly-L-lysine 70 000-HBr research grade		

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		$(C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HBr)_n$
<b>mittleres Molekulargewicht</b> average molecular weight	Viskosität viscosity	70 000 – 150 000
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Lyophilisat white lyophilisate
<b>Polymerisationsgrad</b> degree of polymerisation	Viskosität viscosity	335 – 717
<b>Wasser (%)</b> water	KF	max. 10.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.