

FICHE TECHNIQUE

Référence	128024
Désignation	Filtre seringue 25 mm



Description :

- ✓ Filtre seringue Nalgene pour filtration de cryoprotecteurs tels que le DMSO, les solutions biologiques aqueuses, les solutions alcooliques et les applications de solvants non aqueux / HPLC / GC
- ✓ Boîtier en polypropylène avec anneau d'identification de couleur rose
- ✓ Membrane nylon naturellement hydrophile : faible taux de substances extractibles, un certain degré de liaison protéinique
- ✓ Entrée Luer-Lok femelle – Sortie Luer-Slip mâle

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume d'échantillons : 10 à 100 ml
- ✓ Porosité : 0,45 µm
- ✓ Diamètre : 25 mm

Unité de vente :

100 Filtres seringue