

FICHE TECHNIQUE

Référence	132849
Désignation	Réactif de transfection

Description :

- ✓ Helafect est un réactif de transfection spécialement développé pour la transfection de la lignée cellulaire hela avec une grande efficacité
- ✓ helafect est un réactif à base de lipides basé sur la technologie tee (« triggered endosomal escape »)
- ✓ la conception cationique du réactif helafect permet un compactage élevé des acides nucléiques pour un transport efficace dans les cellules hela
- ✓ ce réactif est composé de lipides biodégradables conduisant à une viabilité élevée et est prêt à l'emploi
- ✓ Spécialement développé pour la transfection de la lignée cellulaire HeLa avec une grande efficacité
- ✓ Température de stockage : -20°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

Unité de vente :

1 ml
