

FICHE TECHNIQUE

Référence	132865
Désignation	Kits d'essais

Description :

- ✓ Bradford protein assay kit (b-pak) est un kit simple et rapide pour déterminer la concentration de protéines en solution
- ✓ ce kit prêt à l'emploi est fourni avec 1x réactif et 2 jeux de standards de sab, ce qui signifie qu'aucune dilution, filtration ou calcul n'est nécessaire
- ✓ il suffit de traiter votre test en quelques minutes
- ✓ b-pak est fourni avec des protocoles adaptés à toutes les conditions expérimentales : micro et macroessais
- ✓ Permet de déterminer la concentration en protéines des solutions,
- ✓ Température de stockage : 4°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

Unité de vente :

1 Kit
