

FICHE TECHNIQUE

Référence	132927
Désignation	Réactif de transfection

Description :

- ✓ Le kit de transfection hype-cho™ a été conçu pour la transfection transitoire à grande échelle et l'expression élevée des protéines telles que les anticorps
- ✓ le système est optimisé pour une efficacité maximale dans toutes les cellules cho-s
- ✓ Conçu pour la transfection transitoire à grande échelle et l'expression élevée des protéines telles que les anticorps.
- ✓ Température de stockage : 4°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

Unité de vente :

1 Kit
