

FICHE TECHNIQUE

Référence	134142
Désignation	Arnm

Description :

- ✓ Spike sars cov-2 (e484k; les arnm n501y) ont été conçus pour produire un niveau d'expression élevé de la protéine de pointe du virus sars-cov-2
- ✓ Conçus pour produire un niveau d'expression élevé de la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2.
- ✓ Température de stockage : -80°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

Unité de vente :

1000 µg
