

FICHE TECHNIQUE

Référence	134190
Désignation	Réactif de transfection

Description :

- ✓ Le réactif d'administration de sirna silencemag est basé sur la technologie magnetofection™
- ✓ simple, rapide et facile à utiliser, silencemag est compatible sérum et non toxique
- ✓ spécialement conçu pour la transfection de sirna, silencemag fournit une élimination fiable des protéines élevées à de très faibles doses de sirna dans de nombreux types de cellules (cellules primaires, difficiles à transférer et lignées cellulaires)
- ✓ Basé sur la technologie Magnetofection™.
- ✓ Température de stockage : 4°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

Unité de vente :

3 ml
