

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	134211
<b>Désignation</b>	Réactif de transfection

---

### Description :

- ✓ Verofect transfection reagent est un puissant réactif de transfection conçu pour obtenir une transfection hautement efficace et reproductible des cellules vero
- ✓ il peut être utilisé pour de nombreuses applications telles que la transfection stable et transitoire, la production de protéines et de virus, etc
- ✓ Conçu pour obtenir une transfection hautement efficace et reproductible des cellules Vero.
- ✓ Température de stockage : 4°C
- ✓ Stabilité après ouverture : 12 jours

### Unité de vente :

500 µl

---