

FICHE TECHNIQUE

Référence	135800
Désignation	Punch de biopsie



Description :

- ✓ Tranchant en acier inox
- ✓ Manche polypropylène
- ✓ Grande taille - 12 mm
- ✓ Stérile
- ✓ A usage unique
- ✓ Pour la pratique des biopsies de peau
- ✓ Grande précision et minimum de traumatismes
- ✓ Tranchant spécialement étudié pour un bon prélèvement des tissus fibreux
- ✓ Son utilisation garantie une bonne cicatrisation
- ✓ Conditionné en emballage individuel

Unité de vente :

50 Punchs de biopsie