

Désignation

- Bac à glace 2,5 litres 330 x 280 x 122 mm coloris vert

Référence

- 139959

Unité de vente

1 Bac à glace



Description

- En PVC moulé d'une seule pièce
- Fond avec surélévation au centre
- Résistant aux acides, aux bases, alcools, acétone
- Pour la glace et la glace carbonique
- Très bonne isolation
- Utilisable de - 196 °C à + 93 °C
- Modèles 2,5 et 4,5 l livrés avec couvercle
- Volume 2,5 l

