

FICHE TECHNIQUE

Référence	140301
Désignation	Spéculum GynoSpec



Description :

- ✓ Stérile
- ✓ Sachet pelable : très facile à ouvrir
- ✓ N° de lot et date de péremption
- ✓ Résistance : test d'écartement en cours de fabrication
- ✓ Biocompatibilité : évite allergies et irritations
- ✓ Elimination facile du sachet, ouvert proprement permet de repositionner le spéculum après usage
- ✓ Dimensions des valves (longueur x largeur) : 88 x 24 mm
- ✓ Diamètre d'accès : 38 mm

Unité de vente :

100 spéculums
