



Sécurité et déchets médicaux

hospidex
france

Bases pour SharpSafe® 0,3- 0,45 - 1- 2-3-4-7-9-13 Litres

Conditionner les déchets médicaux perforants

SharpSafe®



Bases simples sans bande adhésive



Bases adhésives repositionnables

Caractéristiques SHA-41510000

- Base simple sans bande adhésive pour SharpSafe 0,3 à 0,6L
- Couleur jaune
- Matériau : polypropylène
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface
- Origine du produit : Union Européenne

Caractéristiques

SHA-42530001 – SHA-42050001 – SHA-42520001 – SHA-42070001

- Bases adhésives repositionnables équipées de deux bandes de colle pour fixation sur paillassse, chariot...
- Couleur blanche
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface
- Origine du produit : Union Européenne

Reference	designation	cond.	Dimension	poids
SHA-41510000	Base pour Exchange	carton de 50	25x100x80 mm	0.0150 kg
SHA-42530001	Base adhésive 1L	carton de 52	30x102x93 mm	0.40 kg
SHA-42050001	Base adhésive 2-3L	carton de 20	45x200x135	0.10 kg
SHA-42520001	Base adhésive 4-7L	carton de 10	50x170x170	0.11 kg
SHA-42070001	Base adhésive 9-13L	carton de 20	50x280x185	0.18 kg

DOMINIQUE DUTSCHER SAS