

ALCO-PREP® Medium

Nettoyage de la peau saine et intacte

HOS-10-3001HD



Description

- Tampons saturés de 70% d'alcool isopropylique U.S.P.
- Emballé hermétiquement en sachets d'aluminium laminé.
- Destiné à usage unique et externe.

Application

- Nettoyage de la peau saine et intacte.

Données commerciales

- Code article HOS-10-3001HD
- Type ALCO-PREP® Medium - Tampons nettoyante pour usage externe.
- Basic UDI-DI 542501868ALCOPREPMEDIUMD8
- Code-CNK (Belgique) 3466-232

Donées techniques

- Dimensions tampons 30 x 60 mm (déplié)
 - Matériel Tampons doux, non-tramés, perforés, saturés de 70% d'alcool isopropylique U.S.P.
 - Validité 5 ans
 - Marquage Marquage CE, Classe 1, non-stérile.
 - Fiche de sécurité N° de lot et date de péremption indiqué sur chaque sachet, boîte et carton.
 - Certificat d'analyse Disponible sur demande.
 - Gestion de qualité Disponible sur demande pour chaque lot.
- Hospidex NV / Hospidex France SAS sont ISO EN 13485:2016 certifiés.

Emballage

- | | Boîte - 200 sachets | Carton - 20 boîtes | Palette - 52 cartons |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| • Dimensions | 13,5 x 10,3 x 5,4 cm | 54 x 28 x 12 cm | 120 x 80 x 170 cm |
| • Poids | 0,220 kg | 5 kg | 270 kg |