

ALCO-PREP® Large

Nettoyage de la peau saine et intacte

HOS-610HD



Description

- Tampons saturés de 70% d'alcool isopropylique U.S.P.
- Emballé hermétiquement en sachets d'aluminium laminé.
- Destiné à usage unique et externe.

Application

- Nettoyage de la peau saine et intacte.

Données commerciales

- Code article HOS-610HD
- Type ALCO-PREP® Large - Tampons nettoyante pour usage externe.
- Basic UDI-DI 542501868ALCOPREPLARGE0AX
- Code CNK (Belgique) 3466-224

Données techniques

- Dimensions tampons 34 x 68 mm (déplié)
- Matériel Tampons doux, non-tramés, perforés, saturés de 70% d'alcool isopropylique U.S.P.
- Validité 5 ans
- Marquage Marquage CE, Classe 1, non-stérile.
N° de lot et date de péremption indiqué sur chaque sachet, boîte et carton.
Disponible sur demande.
- Fiche de sécurité Disponible sur demande pour chaque lot.
- Certificat d'analyse Hospidex NV / Hospidex France SAS sont ISO EN 13485:2016 certifiés.
- Gestion de qualité

Emballage

	Boîte - 100 sachets	Carton - 20 boîtes	Palette - 100 cartons
• Dimensions	10,4 x 6,8 x 6,0 cm	54 x 15 x 14 cm	120 x 80 x 155 cm
• Poids	0,120 kg	2,8 kg	295 kg