

Désignation

- Lamelle planée 22 x 32 mm pour cellules doubles de type Nageotte (épaisseur n° 1)

Référence

- 140583B

Unité de vente : 100



-
- Cellules de grande précision en verre à stries gravées. Version simple, à double grille, en métallisées (stries claires à meilleur contraste).
 - Dimensions : L x l : 22 x 32 mm
 - Dimensions : Epaisseur : 0,4 mm
 - Description additionnelle : Pour cellule : double
Type : Nageotte
 - Poids brut : 0,246 kg
 - Dimensions brutes : 18,5 x 7,5 x 6 cm

