

FICHE TECHNIQUE

LMD7310

Lame de microtome Duraedge® 7310 High Profile

CODE ARTICLE : 010587

DATE D'EDITION : 25/06/2018 11:50:24



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LMD7310

Désignation

Lame de microtome Duraedge® 7310 High Profile

Application

Réalisation de coupes de blocs de paraffine au microtome

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

FICHE TECHNIQUE

LMD7310

Lame de microtome Duraedge® 7310 High Profile

CODE ARTICLE : 010587

DATE D'EDITION : 25/06/2018 11:50:24

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 500

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

Matière	Acier inoxydable
Modèle	High Profile
Usage	Cryostat Tissu dur Tissu mou
Longueur (en mm)	77
Hauteur (en mm)	14
Angle	32°

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

CRESCENT MANUFACTURING Co.

Référence du fournisseur

307310

Pays d'origine

ETATS-UNIS

FICHE TECHNIQUE

LMD7310

Lame de microtome Duraedge® 7310 High Profile

CODE ARTICLE : 010587

DATE D'EDITION : 25/06/2018 11:50:24

