



Carton 25 l sacche double fermeture

Conditionner les déchets médicaux solides et mous

OND-ANDEC25N



Caractéristiques

- Caisse en carton ondulé double face.
- Epaisseur moyenne : 2,7mm.
- Couleur : blanc et jaune dominant.
- Haute résistance à l'humidité.
- Fond automatique.
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt.
- Instructions de montage sur le carton.
- Sacche interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie.
- Collage périphérique interne de la sacche, au niveau de la limite de remplissage.
- Fermeture provisoire et définitive.
- Double fermeture de la sacche :
 - ◇ œillet sur le couvercle permettant d'insérer le chignon de la sacche
 - ◇ lien de fermeture solidaire du carton.
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation.
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006.
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés.
- Origine du produit : France.



Informations techniques

- Matériaux : Kraft vierge et sachet jaune PEBD 60 microns
- Capacité utile : 25 L
- Masse brute maximale : 6 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl): 378 x 265 x 265 mm
- Poids : 0,36 kg

Utilisation de la sachet double fermeture



1 - Former un chignon avec la sachet .

2 –Faire passer le chignon à travers l'œillet.

3 – Tirer le lien et réaliser un nœud autour du chignon pour le fermer.

Conditionnement

- Sous-conditionnement : paquet de 10 unités à plat
- Dimensions paquet (HxLxl) : 60 x 660 x 530 mm
- Poids du paquet : 3,6 kg
- Quantité par palette : 80 paquets de 10 unités
- Dimensions de la palette : 180 x 120 x 108 cm
- Poids de la palette : 300 kg

Conformité

	La norme NF X30-507 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance des poignées, tests de chute et étanchéité.
Arrêtés DASRI	Arrêtés des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine.
CONFORMITÉ UN ADR	En conformité avec A.D.R. et UN 3291 : Norme internationale sur le transport des Marchandises Dangereuses par la Route
ISO 9001 : 2000	ISO 9001 : 2000 : norme qualité