

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	150062
<b>Désignation</b>	VIVAFLOW 50R 30,000 MWCO MEMBRANE HYDROSART



---

### Description :

- ✓ Vivaflow 50R est une cassette de filtration tangentielle pour le laboratoire, prête-à-l'emploi et réutilisable, dédiée à la concentration d'échantillons jusqu'à 1 L. La surface de membrane active est de 50 cm<sup>2</sup>.
- ✓ Une unité est livrée avec tous les accessoires nécessaires pour son fonctionnement avec une pompe péristaltique de laboratoire et une tête de pompe taille 16. Pour accélérer la concentration, deux cassettes peuvent être installées simultanément.



### Unité de vente :

2 Vivaflow

---