

FICHE TECHNIQUE

Référence	150193
Désignation	Fiole à vide 2 litres



Description :

- ✓ Pour collecter le filtrat
- ✓ Matière : verre borosilicaté résistant au vide, 3,3 (verre Duran 50).
- ✓ Stérilisable
- ✓ Translucide
- ✓ Application : Dénombrement microbien
- ✓ Marché : Produits alimentaires et boissons / Environnemental / Test d'eau
- ✓ Volume : 2 L

Unité de vente :

1 Fiole à vide