



Entonnoir

Numéro de
Commande
6981065

Présentation

Entonnoirs réutilisables en acier inoxydable pour le comptage de colonies et de particules. Spécialement conçus pour être utilisés dans l'assurance qualité microbiologique, ces trois supports de filtration diffèrent les uns des autres uniquement par leur capacité. Les entonnoirs réutilisables sont caractérisés par un dispositif de fermeture spécial qui simplifie la mise en place et le retrait de la membrane filtrante, assurant ainsi un blocage sûr. Chaque entonnoir de filtration est doté d'un numéro de série individuel assurant la traçabilité.

Spécifications

Product properties

Utilisation	Réutilisable
Matériau de l'entonnoir	Acier affiné
Nombre d'unités	1
Type de produit primaire	Funnels

Technical attribute

Marché	• Environnemental / Test d'eau • Produits alimentaires et boissons
Application	• Dénombrement microbien
Capacité de l'entonnoir	100 mL