

Rubans Beiges à Indicateur Vapeur

Description

Rouleau de ruban adhésif avec indicateurs pour la stérilisation.

Réf: 31001950VE - 31002550VE

Papier crêpé Kraft naturel enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel.

Ne contient pas de plomb / Ne contient pas de latex

Absence TSE/BSE : Ne contient pas de tissus animaux ou de produits dérivés de tissus animaux,

Présence de traits indicateurs pour la stérilisation vapeur

Rouleaux emballés individuellement dans un film de protection plastique

Stérilisation

Vapeur

Application

Fermeture de paquets réalisés avec des enveloppes de stérilisation (papier crêpe, Cleantex...)

Identification des packs ou autres conditionnements de stérilisation.

Si possible, utiliser un dévidoir de ruban pour faciliter la découpe.

Performances

Bonne adhésivité sur supports à base de fibres cellulosiques (tissus, papier crêpe pour enveloppe de stérilisation...)

Bonne résistance au procédé de stérilisation vapeur

Virage des indicateurs du vert au brun

Conditions de stockage

Stocker à l'abri de la lumière, à température ambiante, et à l'abri de l'humidité si possible dans son emballage d'origine.

Péremption

3 ans à compter de la date de fabrication.

Conformité

ISO 11140-1 (indicateur)

Origine

Canada

Conformité CE

NA

Données Techniques

PARAMETRES	UNITES	VALEURS
EPAISSEUR	mm	0,15
ADHESIVITE	N/25 mm	8.2
RESISTANCE A LA TRACTION	N/25 mm	87
ALLONGEMENT	%	7
RESISTANCE AU SOLVANT A L'EROSION		Bonne
RESISTANCE A LA TEMPERATURE ET A L'HUMIDITE		Excellente
MANOEUVRABILITE		Excellente