

## RUBANS ADHESIFS BEIGES SANS INDICATEUR

### DESCRIPTION

Rouleau de ruban adhésif beige neutre (sans indicateurs) pour la stérilisation vapeur  
Code article : 3000\*\*\*\*

Papier crêpé Kraft naturel enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel.  
Ne contient pas de plomb / Ne contient pas de latex  
Absence TSE/BSE : Ne contient pas de tissus animaux ou de produits dérivés de tissus animaux,

### STERILISATION

Vapeur

### APPLICATION

Fermeture de paquets réalisés avec des enveloppes de stérilisation (papier crêpe, Cleantex...)

Identification des packs ou autres conditionnements de stérilisation.

Si possible, utiliser un dévidoir de ruban pour faciliter la découpe.

### PERFORMANCES

- Bonne adhésivité sur supports à base de fibres cellulosiques (tissus, papier crêpe pour enveloppe de stérilisation...)
- Bonne résistance au procédé de stérilisation vapeur

### STOCKAGE

T = 10-30 °C, HR = 30-80%

Conserver à l'abri de la lumière directe.

### PÉREMPTION

3 ans à date de fabrication

### CONFORMITÉ

NA

### ORIGINE

Canada

## DONNEES TECHNIQUES

---

<i>PARAMETRES</i>	<i>UNITES</i>	<i>VALEURS</i>
EPAISSEUR	mm	0,15
ADHESIVITE	N/25 mm	8.2
RESISTANCE A LA TRACTION	N/25 mm	87
ALLONGEMENT	%	7
RESISTANCE AU SOLVANT A L'EROSION		Bonne
RESISTANCE A LA TEMPERATURE ET A L'HUMIDITE		Excellente
MANOEUVRABILITE		Excellente