

Rubans Bleus Neutres

Description

Rouleau de ruban adhésif bleu pour la stérilisation

Réf: 30BLEUxx

Papier crêpé Kraft enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel

Ne contient pas de latex

Absence TSE/BSE : Ne contient pas de tissus animaux ou de produits dérivés de tissus animaux,

Stérilisation

Vapeur

Application

Fermeture de paquets réalisés avec des enveloppes de stérilisation en matériaux non-tissés.

Identification des packs ou autres conditionnements de stérilisation.

Si possible, utiliser un dévidoir de ruban pour faciliter la découpe.

Performances

Bonne adhésivité sur supports d'emballages en non-tissés.

Bonne résistance au procédé de stérilisation vapeur

Conditions de stockage

Stocker à l'abri de la lumière, à température ambiante, et à l'abri de l'humidité si possible dans son emballage d'origine.

Péremption

3 ans à compter de la date de fabrication.

Conformité

NA

Origine

Canada

Conformité CE

NA

Données Techniques

PARAMETRES	UNITES	VALEURS
EPAISSEUR	mm	0,15
ADHESIVITE	N/25 mm	8.2
RESISTANCE A LA TRACTION	N/25 mm	87
ALLONGEMENT	%	7
RESISTANCE AU SOLVANT A L'EROSION		Bonne