

JumboMix® 3500 VP

Malaxeur d'échantillons de 3500 mL


Réf. 031 230

AMORTISSEURS
GARANTIS
À VIE

GARANTIE
3
ANS



Certification :



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

JumboMix® 3500 VP permet le malaxage rapide des échantillons de grande taille, jusqu'à 400 g. Pour améliorer l'efficacité du malaxage et réduire le temps de préparation, il est équipé d'un système de pales réglables breveté. L'écran multifonction permet de contrôler simplement les paramètres de malaxage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304L
- Porte pleine
- Écran digital multifonction
- Volume utile : 200 - 3500 mL
- Vitesse variable (1,5 - 3 - 4,5 - 6 coups/s)
- Durée réglable (1 s - 1 h ou ∞)
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, prévient tout risque de fuite par le haut du sac
- Ouverture de la porte à 270°
- Disponible également en version CoolMix®

- Tension et fréquence d'alimentation : 100-127V~ / 220-240V~ 50-60Hz
- Fusibles : T 4A L 240V / T 2A L 240V 5x20 mm
- Puissance max : 400 W

- Dimensions (l x p x h) : 51,8 x 47 x 47 cm, poids : 53,2 kg
- Emballage (l x p x h) : 62 x 58 x 58 cm, poids : 61 kg

- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE - Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 notice simplifiée d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs

OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 036 000 DripTray : Bac de sécurité inox pour JumboMix®
- Réf. 037 000 JumboStand : Chariot permettant d'améliorer l'ergonomie d'utilisation du JumboMix® 3500