

Désignation

- ADAPTATEUR POUR BIOSART 100

Référence

- 150484

Unité de vente

1 Adaptateur



Description

Les systèmes de filtration Biosart® 100 ont été spécialement conçus pour la détection et l'énumération des microorganismes potentiellement présents dans les produits pharmaceutiques, alimentaires, boissons, eau et autres liquides. Les unités Biosart® 100 sont des entonnoirs stériles prêts à l'emploi, en raison d'une membrane filtrante et d'un tampon de cellulose intégrés. Après la filtration, il suffit de retirer l'entonnoir de 100 ml pour transformer le système en une boîte de Pétri, éliminant la nécessité de manipuler la membrane.

