

Foliodress® Comfort Modèle B, Extra renforcée

Casaque chirurgicale renforcée avec bavette et passe-pouce



Référence	Taille ou dimensions
992929	Taille L
992930	Taille XL

Produit

Casaque de chirurgien renforcée stérile à usage unique, en nontissé hydrophobe avec bavette et passe-pouce. Elle offre une forte résistance contre le passage des liquides et des germes. Résiste au frottement et ne peluche pas.


Les casaques chirurgicales Foliodress® Comfort Modèle B, Extra renforcée sont conformes à la norme NF EN 13795 (haute performance, dossier technique sur demande).

Indications / Classification

Pour la protection du patient au bloc opératoire lors d'une intervention chirurgicale.

Foliodress® Comfort Modèle B, Extra renforcée est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Spécifications



Composition :

Nontissé en polypropylène 35 g/m² (SMS), hydrophobe, souple et perméable à l'air.

Renfort abdominal constitué d'un film en polyéthylène collé sur un nontissé en polypropylène (SMS).

Renfort sur toute la longueur des manches constitué d'un film en polyéthylène entre deux couches de nontissé en polypropylène (SMS).

Grâce au polyéthylène microporeux les renforts présentent une perméabilité à l'air.

Jersey aux manchettes, passe-pouce au niveau des poignets. Coutures remplacées par des soudures à ultrasons. Bavette avec bords élastiques (caoutchouc synthétique) et deux paires de lien en nontissé.

Coloris : bleu/vert
Encolure couleur rouge.

Caractéristiques :

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
992929	Taille L	Hauteur (A) : 130 cm environ. Circonférence (B) : 160 cm environ Longueur des manches (C) : 77 cm environ
992930	Taille XL	Hauteur (A) : 150 cm environ. Circonférence (B) : 170 cm environ Longueur des manches (C) : 88 cm environ

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Unitaire accompagnée de 2 essuie-mains (44 x 31,5 cm).
 Sous double emballage blister SMS/papier-film.
 Double étiquette de traçabilité avec code à barres (EAN 128).
 Les blisters sont regroupés dans un sachet polyéthylène.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992929	Taille L	16	2	24
992930	Taille XL	14	2	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions palette
992929	Taille L	595 x 395 x 300 mm	1200 x 800 x 1950 mm
992930	Taille XL	595 x 395 x 300 mm	1200 x 800 x 1795 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.
 Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.