

Foliodress® S Imperméable

Blouse d'isolation

Référence
604707



Produit

Blouse en nontissé blanc imperméable, ouverte dans le dos, avec liens de fermeture à l'encolure et ceinture cousue sur le devant. Poignet élastique, couture en surjet. Fermeture dos droit. Taille unique.
Non stérile.

Indications / Classification

Blouse d'isolation destinée au personnel soignant dans le cadre de la protection de l'environnement du patient lors de la réalisation de soins d'hygiène (toilette, bains...).

Foliodress® S Imperméable est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Nontissé : nontissé 42 g/m² (polypropylène 30 g/m² / polyéthylène 12 g/m²)

Fil de couture : PES (polyéthersulfone)

Elastique : à base de caoutchouc synthétique.

Caractéristiques :

Hauteur totale : 120 cm environ

Largeur sous aisselle : 68,5 cm environ

Ceinture : 200 cm environ

Les blouses sont stérilisables à l'oxyde d'éthylène.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En sachet de polyéthylène, puis en carton.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
604707	10	5	30

Référence	Dimensions carton	Dimensions palette
604707	373 x 337 x 314 mm	1200 x 800 x 1720 mm