


DÉSIGNATION :
ETIQUETTE MICROTUBES 12,7 mm x
2688

RÉFÉRENCE :
167851

UNITÉ DE VENTE :
2688 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes LaserTab sur feuille
- Impression par imprimante laser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : Imprimantes laser
- Dimensions : 12,70 mm (?)
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Application : Étiquetage en laboratoire ; Bouchons de flacons
- Couleur : Blanc
- Finition : Mat
- Forme d'étiquette : Rond